

## Пчелно здраве с ревитализацията на Грандер и бионосители за пчели!



Д-р Цоньо Георгиев



Д-р Цоньо Георгиев и Пламен Аспарухов

### Внимание!

Пазете бионосителите от стопяване при температура над 45°C, а устройствата на Грандер пазете от замръзване под 4°C и прегряване над 90°C!

Да се съхраняват минимум на 60 см. от източници на магнитно и електромагнитно излъчване!

Носителите да се използват само в структурирана вода с устройства по технологията на Йохан Грандер!

По-подробна информация на

**grander.bg**

**M** +359 899 17 10 90

**T** + 359 52 65 75 75

**E** office@grander.bg


**f** Грандер-България

Имплозионна технология за съживяване на водата

# СЛОЖИ И ЗАБРАВИ, ПЧЕЛАРЮ!

## бионосители за пчели

**grander.bg**



## ОТКРИВАНЕТО НА ЧЕСТОТНО РЕЗОНАНСНАТА ТЕРАПИЯ

Профилактиката и лечението на заболяванията при растенията, животните и човека с немедикаментозни безопасни методи, привлича вниманието на все повече мислещи лекари.

Известно е, че всяка клетка и всичко, което има температура по-висока от 0 °С има своя честота на трептене. Зарегистриран е диапазон на честотите на повече от 150 000 паразитни форми – вируси, бактерии, микози и паразити. Това откритие на д-р Роял Реймънд Райф през 30-те години на 20-ти век е позволило да се разработят нови методи за диагностика и лечение. В неговата основа е обективния физичен процес, наречен резонанс. Методът на д-р Райф позволява да се унищожават само патогените, без да се засягат здравите клетки и тъкани.



Д-р Роял Райф

## ОТ ОТКРИТИЕТО КЪМ ИЗОБРЕТЕНИЯТА

В резултат на продължителни изследвания американският микробиолог-клинист Хулда Кларк през 80-те години на 20-ти век преоткрива забравената идея на д-р Райф, като по опитен път намира честотата, която влияе на биохимичните процеси в клетката предизвикваща метаболитен блок - спира клетъчното дишане на болестотворните паразити.



Д-р Хулда Кларк



При всички паразитни форми на живот, тази честота е еднаква – 30 KHz! Изобретеният от нея уред, известен като „Запер“, избягва разрушителното действие на химиотерапевтиците, като информацията може да се записва на носител, а в организма прониква подобно на всички вълни, чрез биологично активните точки по меридианите и енергоинформационните центрове. „Запер“ работи с правоъгълни вълни с честота 30 KHz.

През 2010 г. д-р Цоньо Георгиев, ветеринар с 30 годишен опит от град Добрич, изобретява биносителите, които са изработени от пчелни продукти и метаматериали в алуминиево фолио.

В направените от нас изследвания бяха проверени ефектите на биносителите в профилактиката и лечението на болестите по пчелите, съчетано с обработена по технологията на Йохан Грандер вода.



Йохан  
Грандер

## БИНОСИТЕЛИ + ГРАНДЕР ВОДА = ЗДРАВИ ПЧЕЛИ

Биносителите „Сложи и забрави!“ служат за профилактика и лечение на пчелни семейства като подобряват жизнената среда и отстраняват всички патогенни причинители в пчелното семейство: *ascosphaera apis* – варовито пило; *varroa jacobsoni* – акар; *nozema apis* – нозематоза; *raenibacillus larvae* – американски гнилец и други гнилостни заболявания.

Биносителят, уникална разработка на д-р Цоньо Георгиев, се използва за насищане с информация на структурирана вода по технологията на Йохан Грандер, срещу болестотворните причинители.

Биносителите се поставят във вода за минимум 10 минути на количество от 1 литър вода (1 л – 10 мин; 2 л – 20 мин; 3 л – 30 мин и т. н.). Един комплект носители активира 144 литра вода за 24 часа. Няма ограничение за максималния престой на поставения носител във водата. С така получената вода, наситена със специфична информация се приготвя захарен сироп в съотношение 1:1 захар и вода, като се дава 3 дни по 200 мл. на пчелно семейство.

След първото подхранване се прави почивка от 3 дни и отново се дава по 200 мл. захарен сироп, като този път подхранването се извършва през 3 дни в продължение на месец. Профилактиката и лечението се извършват през пролетта и през есента, съгласувано с дните по календара на Мария Тун.

Наситената с информация вода може да се използва и в направените поилки за пчелите, като тя не трябва да се загрява или замразява. Препоръчително е пчелните семейства ежедневно да имат в поилките си такава вода.

Комплектът от носители е с минимален срок на действие от 2 години след първата употреба.